


## RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



SERAFIT® / SERAFIT® S    SERAPID®    SERAFAST®    SERASYNTH®

**Material**  
 [PGA] Polyglykolsäure (auch patentversteift erhältlich)    [PGA] Polyglykolsäure    [PGACL] Polyglykolsäure-Caprolacton    [PDO] Polydioxanon

**Fadensymbol**  

 violett multifil (geflochten) beschichtet    ungefärbt multifil (geflochten) beschichtet    ungefärbt monofil    ungefärbt monofil  
 ungefärbt (SERAFIT® S) multifil (geflochten) beschichtet    violett monofil

**Fadenstärken**  
 violett: USP 8/0 bis 5 / EP 0,4 bis 7  
 ungefärbt: USP 6/0 bis 2 / EP 0,7 bis 5

**Resorptionsprofil**  
 50% Restreißkraft nach ca.18 Tagen aufgelöst nach 60–90 Tagen

**verfügbare Kombinationen**  
 unbenadelt: Multipacks  
 benadelt: mit DR / DS / DSS / FRN / FRX / GR / GS / HR / HRN / HRT / HRX / HS / KS / LR Einzelfäden/ Multipacks  
 Zahlreiche MIC-Sonderkombinationen

**Vorteile**  
 • sicherer Knotensitz  
 • hervorragende Geschmeidigkeit  
 • minimale Sägewirkung

**Einsatzbereiche**  
 Ligaturen / Dermatologie / Gastroenterologie / Gynäkologie / MKG / Urologie/ MIC

## NICHT RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



SERALON® / NYLON    SUPRAMID    SULENE® / TERYLENE    SERACOR®

**Material**  
 [PA] Polyamid    [PA] Polyamid    [PET] Polyester    [PET] Polyester

**Fadensymbol**  

 ungefärbt (SERALON®) monofil    ungefärbt multifil (gezwirnt / ummantelt)    ungefärbt multifil (geflochten, beschichtet)    ungefärbt multifil (geflochten, beschichtet)  
 blau (SERALON®) schwarz (NYLON) monofil    schwarz multifil (gezwirnt / ummantelt)    grün multifil (geflochten, beschichtet)    grün multifil (geflochten, beschichtet)  
 ab Fadenstärke USP 5/0 und feiner  
 ungefärbt, monofil    gefärbt, monofil

**Fadenstärken**  
 SERALON®: USP 7/0 bis 3+4 / EP 0,5 bis 6  
 NYLON: USP 11/0 bis 8/0 / EP 0,1 bis 0,4

**Resorptionsprofil**  
 nicht resorbierbar

**verfügbare Kombinationen**  
 unbenadelt: Einzelfaden / Multipacks / Flachpackungen  
 benadelt: mit DR / DRT / DS / DSS / DSX / GR / GS / HR / HRT / HRX / HS / KS / VSP Einzelfäden / Multipacks

**Vorteile**  
 • bester Hautfaden  
 • hervorragende Gleitfähigkeit  
 • sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung  
 • sehr angenehmes Handling  
 • wirtschaftliche Großpackungen

**Einsatzbereiche**  
 Ligaturen / Allg. Chirurgie / Orthopädie / Plastische Chirurgie / Neurochirurgie



SERAPREN®    SERALENE®    SERAFLEX®    SERANOX®

**Material**  
 [PP] Polypropylen    [PVDF] Polyvinylidenfluorid    [SILK] Seide    [STEEL] Stahl

**Fadensymbol**  

 blau monofil    blau monofil    ungefärbt multifil (geflochten, beschichtet)    multifil (gezwirnt)  
 ungefärbt multifil (geflochten, beschichtet)    multifil (gezwirnt, beschichtet)  
 schwarz multifil (geflochten, beschichtet)  
 blau multifil (gezwirnt)    monofil

**Fadenstärken**  
 USP 10/0 bis 1 / EP 0,2 bis 4

**Resorptionsprofil**  
 nicht resorbierbar

**verfügbare Kombinationen**  
 benadelt: mit DR / DRM / DRT / DS / DSL / DSS / HR / HRT / HRX / HSL / VSP Einzelfäden / Multipacks / Langpackung / Intracutanähnte

**Vorteile**  
 • beste Ergebnisse beim Hautwundverschluss  
 • sehr hohe Reißkraft  
 • sicherer Knotensitz  
 • hervorragende Gewebeverträglichkeit

**Einsatzbereiche**  
 Ligaturen / Gefäßchirurgie / Mikrochirurgie / Plastische Chirurgie

Bitte fordern Sie zu den einzelnen Produktgruppen ausführliche Unterlagen und Programmübersichten an!



Zum Kugelfang 8-12 · 95119 Naila · Germany  
Telefon 0 92 82 9 37-0 · Telefax 0 92 82 937-9369  
Export Department: Phone 00 49 (0) 92 82 9 37-230  
Fax 00 49 (0) 92 82 9 37-9785

[www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)  
E-Mail: [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

Art. Nr. 85107

SEPTEMBER 2005

